

TABLE OF CONTENTS

EKG Zubehör	2
EKG Sensor	2

EKG ZUBEHÖR

EKG Zubehör



EKG SENSOR

EKG Sensor



PRODUCTEKG-KABELANSCHLUSS

EKG-Kabelanschluss

PRODUCTNIHON KOHDEN EKG-STAMMKABEL, 3 ABLEITUNGEN, IEC

Nihon Kohden EKG-Stammkabel, 3 Ableitungen, IEC



PRODUCTKOMPATIBLER PHILIPS SPO2-SENSOR PEDIATRIC SOFT 9.8 FT 8 PINS STECKER/ REUSABLE SPO2 SENSOR

Spezifikationen: Kompatibilität: Philips C1, C3, HP Viridia 24C, M3, M3001A, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90, Philips Heartstart Defibrillator...

PRODUCTKOMPATIBEL PHILIPS M1196A SPO2 SENSOR ERWACHSENE FINGER CLIP 9.8 FT 8 PINS STECKER

Spezifikationen: Kompatibilität: Goldway G40 Philips C3, HP Viridia 24C, HeartStart MRx, M1191A, M3, M3001A, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP...





PRODUCTKOMPATIBLER SPO2-SENSOR FÜR PHILIPS PEDIATRIC SOFT 9.8 FT 12 PINS STECKER

Spezifikationen: Kompatibilität: 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, Agilent 50XM Fetal Monitor, Codemaster, HeartStart XL, M1020A, M1025A, M1025B, M1092A, M1094B, M1190A, M1204A, M1205A, M1350B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1732A, M1732B, M2475B,...

PRODUCTKOMPATIBLER PHILIPS SPO2 SENSOR ADULT FINGER CLIP 9.8 FT 12 PINS STECKER

Spezifikationen: Kompatibilität: 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, Agilent 50XM Fetal Monitor, Codemaster, HeartStart XL, M1020A, M1025A, M1025B, M1092A, M1094B, M1190A, M1204A, M1205A, M1350B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1732A, M1732B, M2475B,...



PRODUCTKOMPATIBLER NIHON KOHDEN SPO2 SENSOR PEDIATRIC SOFT 9.8 FT 14 PIN STECKER

Spezifikationen: Proximaler Stecker: Pädiatrisch weich. Kompatibilität: Life Scope N, Monitore, die den JL-302T-Stecker, OLV-2700k, OPV-1500 erfordern. Genauigkeit: SpO₂(±1S.D.); 90-100%±2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz:...

PRODUCTKOMPATIBEL NIHON KOHDEN SPO2 SENSOR ERWACHSENE FINGER CLIP 9.8 FT 14 PIN STECKER

Spezifikationen: Kompatibilität: Life Scope N, Monitore, die den JL-302T-Stecker, OLV-2700k, OPV-1500 erfordern. Genauigkeit: SpO₂(±1S.D.); 90-100%±2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ±2 bpm . Spo₂-Bereich:...



PRODUCTKOMPATIBEL FÜR NIHON KOHDEN SPO2 SENSOR PEDIATRIC SOFT 9.8 FT 14 PINS STECKER

Spezifikationen: Kompatibilität: 2303 Life Scope I, 2353 Life Scope L, 4103, 4111, 4113 4114A, 5135, BSM-2301, BSM-2351, BSM-4101, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-5105, BSM-6000, BSM-9101, Life Scope A, Life Scope J, Life...

PRODUCTKOMPATIBEL FÜR NIHON KOHDEN SPO2 SENSOR ERWACHSENE FINGER CLIP 9.8 FT 14 PINS STECKER

Spezifikationen: Kompatibilität: 2303 Life Scope I, 2353 Life Scope L, 4103, 4111, 4113 4114A, 5135, BSM-2301, BSM-2351, BSM-4101, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-5105, BSM-6000, BSM-9101, Life Scope A, Life Scope J, Life...





PRODUCTKOMPATIBLER NIHON KOHDEN SPO2 SENSOR NEONATE WRAP 3.2 FT 9 PINS STECKER

Spezifikationen: Distaler Stecker: 9-poliger D-Sub-Stecker, Dual Keyed.
Kompatibilität: 2303 Life Scope I, 2303K, 2353 Life Scope L, 4103
TL-101T, 4111, 4113 Life Scope P, 5135 Life Scope A,...

PRODUCTKOMPATIBEL NIHON KOHDEN SPO2 SENSOR TL-201T ERWACHSENE FINGER CLIP 3.2 FT 9 PINS STECKER

Spezifikationen: OEM-Teil: Nihon Kohden TL-201T, TL-101T, P224A,
P225F Kompatibilität: 2303 Life Scope I, 2303K, 2353 Life Scope L, 4103
TL-101T, 4111, 4113 Life Scope P, 5135 Life Scope A, BSM...



PRODUCTKOMPATIBEL FÜR MINDRAY SPO2 SENSOR PEDIATRIC CLIP 9.8 FT 6 PINS 40 ° KEYED CONNECTOR

Spezifikationen: Proximaler Stecker: Pädiatrischer Clip. Kompatibilität:
6201, 809B, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC
1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, Passport XG, PM 600, PM...

PRODUCTKOMPATIBEL FÜR MINDRAY SPO2 SENSOR ERWACHSENE CLIP 9.8 FT 6 PINS 40 ° KEYED CONNECTOR

Spezifikationen: Kompatibilität: 6201, 809B, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, Passport XG, PM 600, PM 6000 (Neu), PM 7000, PM...



PRODUCTKOMPATIBLER MINDRAY SPO2 SENSOR MASIMO TECH PEDIATRIC CLIP 9.8 FT 12 PINS STECKER

Spezifikationen: Proximaler Anschluss: Pädiatrischer Clip. Kompatibilität: Mindray PM6000 mit Masimo Technologie. Genauigkeit: SpO₂(±1S.D.); 90-100%±2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ±2 bpm . Spo₂ Bereich: 50-100%

PRODUCTKOMPATIBLER MINDRAY SPO2 SENSOR MASIMO TECH FINGER CLIP 9.8 FT 12 PINS STECKER

Technische Daten: Kompatibilität: Mindray PM6000 mit Masimo Technologie. Genauigkeit: SpO₂(±1S.D.); 90-100%±2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ±2 bpm. Spo₂ Bereich: 50-100% . Spo₂ Genauigkeit: 85-100%: ±1%; 70-84%:...





PRODUCTKOMPATIBEL MASIMO 2502 M-LNCS DCIP SPO2 SENSOR PÄDIATRISCHER CLIP 3.2 FT

Spezifikationen: OEM-Teil: 2502 (M-LNCS DCIP). Kompatibilität: Masimo OxiMax Technology M-LNCS. Genauigkeit: SpO₂(±1S.D.); 90-100%±2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ±2 bpm. Spo₂-Bereich: 50-100%. Spo₂ Genauigkeit:...

PRODUCTKOMPATIBEL MASIMO 2501 M-LNCS DCI SPO2 SENSOR ERWACHSENE FINGER CLIP 3.2 FT

Spezifikationen: OEM-Teil: 2501 (M-LNCS DCI). Kompatibilität: Masimo OxiMax Technology M-LNCS. Genauigkeit: SpO₂(±1S.D.); 90-100%±2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ±2 bpm. Spo₂-Bereich: 50-100%. Spo₂ Genauigkeit:...



PRODUCTKOMPATIBEL DRAEGER SIEMENS SPO2 SENSOR ERWACHSENE FINGER CLIP 9.8 FT 7 PINS STECKER

Spezifikationen: Kompatibilität: N-3000, N-390, N-395, N-6000, NPB-290, NPB-295, Symphony N-3000, N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, Oximeter, die Nellcor OxiMax-Sensoren erfordern Genauigkeit: SpO₂ (±1S.D.); 90-100%±2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert);...

PRODUCTKOMPATIBEL MIT NIHON KOHDEN TL-253T EINWEG-SPO2-SENSOR NEONATE / ERWACHSENE

Spezifikationen: Kompatibilität: BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, MSM 2301K, 2303 Life Scope I, 2303K, BSM 2350 Life Scope L, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-4100 Life Scope P, BSM 4101, 4103...



PRODUCTKOMPATIBEL NIHON KOHDEN TL-252T EINWEG SPO2 SENSOR INFANT NICHT-KLEBENDE SCHAUMSTOFF SENSOR 9 PINS

Spezifikationen: Patientengröße: Säugling (<33lbs). Kompatibilität: BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, MSM 2301K, 2303 Life Scope I, 2303K, BSM 2350 Life Scope L, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-4100 Life Scope P,...

PRODUCTKOMPATIBEL NIHON KOHDEN EINWEG-SPO2-SENSOR-FINGERSONDE PÄDIATRIE 9 PIN

Spezifikationen: Patientengröße: Pädiatrisch (22-110lbs).. Kompatibilität: BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, MSM 2301K, 2303 Life Scope I, 2303K, BSM 2350 Life Scope L, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-4100 Life...





PRODUCTKOMPATIBEL MASIMO 1861 EINWEG-SPO2-SENSOR INFANT NICHT- ADHÄSIVER SCHAUMSENSOR 9 PINS

Spezifikationen: Kompatibilität: Rad-5, alle Genauigkeit: SpO2 (± 1 S.D.); 90-100% ± 2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ± 2 bpm. Spo2-Bereich: 50-100%. Spo2 Genauigkeit: 85-100%: ± 1 %; 70-84%: ± 2 %; 50-69%: ± 3 %. Pulsfrequenzbereich: 25-250BPM. Pulsfrequenz-Genauigkeit: ± 2 ...

PRODUCTKOMPATIBEL MASIMO 1859 EINWEG-SPO2-SENSOR ERWACHSENE GRÖSSE KLEBESENSOR 9 PINS

Spezifikationen: OEM-Teil: Masimo 1859, LNCS adtx Kompatibilität: Alle, Rad-5. Genauigkeit: SpO2)(± 1 S.D.); 90-100% ± 2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ± 2 bpm. Spo2-Bereich: 50-100%. Spo2 Genauigkeit: 85-100%:...



PRODUCTKOMPATIBLER MASIMO 1860 EINWEG-SPO2-SENSOR PÄDIATRISCHER KLEBESENSOR 9 PINS

Spezifikationen: OEM-Teil: Masimo 1860, LNCS Pdtx, 1775 Kompatibilität: Alle, Rad-5. Genauigkeit: SpO2)(± 1 S.D.); 90-100% ± 2 Ziffern, 70-89% ± 3 Ziffern, 0-69% nicht spezifiziert); Pulsfrequenz: ± 2 bpm. Spo2-Bereich: 50-100%. Spo2 Genauigkeit:...