

TABLE OF CONTENTS

NIBP	2
NIBP Schlauch	2
Wiederverwendbare NIBP-Manschette	3

NIBP

NIBP DE

NIBP SCHLAUCH

NIBP Schlauch



PRODUCTGE MARQUETTE/ NIBP SCHLAUCH 9461-203 DOPPELSCHLAUCH ERWACHSENE/KINDER

Spezifikationen: Kompatibilität: Datex Ohmeda Aespire 7900, B30, E-PRESTN, E-PRETN, E-PSM(P), E-RESTN Draeger Narkomed 6400 GE > Corometrics 120, 128, 129, 250, 259, 259cx GE > Critikon > Dinamap Carescape B450,...

WIEDERVERWENDBARE NIBP-MANSCHETTE



Wiederverwendbare NIBP-Manschette



PRODUCTNIBP-CUFF DOPPELSCHLAUCH PÄDIATRISCHE VERWENDUNG 18 - 26 CM ARMUMFANG (BLAUER STIL)

Spezifikationen: Kategorie: NIBP-Zertifizierungen: FDA, CE, ISO EN , ISO13485, TÜV, RoHS-konform. Manschette Material: PU Manschette Bereich: 18 - 26 cm Manschettentyp: Wiederverwendbar mit Blasenbündchen Farbe: Blau...

PRODUCTCUFF NIBP DOUBLE TUBE ADULT USE 25 -35 CM ARMUMFANG/ ERWACHSENE

Spezifikationen: Kategorie: NIBP-Zertifizierungen: FDA, CE, ISO EN , ISO13485, TÜV, RoHS-konform. Manschette Material: PU Manschette Typ: Wiederverwendbare Manschette Farbe: Blau Schlauch Durchmesser: Innen 4 mm, außen 8 mm...

